


Nuevo paciente

Guardar **D**



* requerido **B** * requerido

* requerido

* requerido (o tutor)

RGPD **C**

A Opción de realizar fotografía.

El icono cambia según en valor del campo Género (no obligatorio)

B Valores obligatorios:

- Nombre
- Apellidos
- Fecha nacimiento
- DNI o Tutor
- Aceptar RGPD

C RGPD

Obligatorio marcar para crear el paciente.



Una vez aceptado puede ser firmado en la propia aplicación (se genera PDF) o hacer fotografía de una RGPD externa.

Los documentos RGPD que se generan (desde la aplicación o externos por fotografía) se guardan en la carpeta de la memoria Interna: Documentos > OptoFile > rgpd_PDF


D El botón GUARDAR se activará si los campos obligatorios están completados.

Pulsar para guardar y crear la ficha del paciente.


Pantalla principal del paciente donde se registran las SESIONES que se han ido realizando (color según tipo de sesión)




- A** Selecciona el TIPO DE SESION (único parámetro obligatorio)
- B** Pulsa GUARDAR para crear la sesión y comenzar



C Botones de selección de :




Pulsación larga para marcar varias pruebas.



Hay que crearlos previamente desde AJUSTES > Protocolos

Al seleccionar un protocolo aparecerán las pruebas que lo forman en la sesión del paciente


Puede incluir pruebas adicionales.



D Una vez Añadidas las pruebas (o protocolo) aparecen vacías a la espera de ser rellenadas.

Pulsando sobre ellas se accede a la pantalla de insertar resultados.

Cuando una prueba está completada, cambia de color.



Botones accesorios en la pantalla de pruebas:

- E** Genera informe PDF con los resultados.
- F** Permite seleccionar una o varias para eliminar (también con pulsación larga)
- G** Permite añadir observaciones a la sesión.