


GUÍA RÁPIDA DE USO



ENTRADA A BASE DE DATOS

BASE DE DATOS LOCAL : Sin seguridad y sólo en el dispositivo donde has instalado OPTOFILE.

S4V CLOUD: Introduce el Usuario y Contraseña facilitados para entrar en tu base de datos desde cualquier dispositivo




Para contratar S4V CLOUD, escribenos a info@smarthings4vision.com

01 PERSONALIZA OPTOFILE

DATOS DEL CENTRO

Introduce los datos de tui centro para poder crear informes, personalizarlos, enviar emails, etc.

Lo encontrarás en AJUSTES > Datos de centro



CREAR PACIENTE


02


Introducir obligatoriamente los siguientes campos:

- > Nombre y Apellidos
- > Fecha de nacimiento
- > DNI o Tutor
- > Aprobación de RGPD



Pulsar GUARDAR para almacenar al paciente.





CREAR SESION

03

Nueva sesión Guardar

Paciente Ejemplo
lunes, 15 enero 2024 - 13:39

Tipo de cita Examinador

Visita

Optometría

Contactología

Terapia


Seleccionar en el desplegable el tipo de sesión

Optometría

Contactología

Terapia Visual

Visita



Pulsar GUARDAR para crear sesión.

04

PREPARA LA SESIÓN

Pulsar sobre la prueba para seleccionarla (una o varias mediante pulsación prolongada) y pulsa AÑADIR.



Añadir prueba



Añadir protocolo

Pulsar sobre cada prueba para entrar en ella y completarla.

Los resultados obtenidos se muestran en la sesión de medidas del paciente.



RESULTADOS

05



Pulsar para generar **informe en PDF** e introducir una valoración global (opcional) una vez terminadas las pruebas.